

Bijlage 8: Afwijzen van afvalcontainer (WIVA-vat, RVS container, dumpkruik, DPTE container)

In deze toelichting wordt beschreven waarom een lege of gevulde container afgewezen kan worden en hoe er dan gehandeld moet worden.

Afwijzen door het Logistiek centrum van PSP

Een niet correct aangeboden container/WIVA-vat, wordt door PSP geweigerd/afgewezen voor transport bijvoorbeeld indien:

- een volledig ingevuld label ontbreekt;
- de deksel niet goed afgesloten is op het vat;
- er sprake is van onjuiste belading (voelen/horen klotsen van vloeistof);
- het tangnummer/identificatie onleesbaar is;
- de identificatie sticker op WIVA-vat onleesbaar is of ontbreekt;
- de loodjes onjuist bevestigd zijn;
- de buitenzijde vuil is;
- de container zwaarder is dan 23 kg.

Bij afwijzen van de container/het WIVA-vat door de medewerker van het Logistiek centrum van PSP, wordt de container/het WIVA-vat voorzien van een wit label/sticker (zie afbeelding 1) met vermelding van de reden van afwijzen. De beheerder van de betreffende lab-/productieruimte moet corrigerende maatregelen uit laten voeren (bijvoorbeeld volledig ingevuld label, nieuw zegel aanbrengen, ompakken, schoonmaak buitenzijde, enz.).

Als onjuiste aflevering binnen drie maanden opnieuw voorkomt bij hetzelfde organisatieonderdeel wordt het lijnmanagement schriftelijk geïnformeerd door PSP.

Afwijzen door lab- of productie medewerker

Een door PSP geleverd(e) lege container/WIVA-vat, kan afgewezen worden door de lab- of productiemedewerker, bijvoorbeeld omdat:

- het WIVA vat is geëxpireerd (het vat is ouder dan 5 jaar na productiedatum, aangegeven op het vat).
- container/WIVA-vat is kapot
- deksel sluit niet goed aan op container/WIVA vat
- klemmen ontbreken/kapot
- plopdop (gekleurde dop of smeltdop) ontbreekt aan binnenzijde RVS deksel

Bij afwijzen van de container/het WIVA-vat door de lab- of productiemedewerker, kan de container/het WIVA-vat voorzien worden van een wit label/sticker (zie afbeelding 2) met vermelding van de reden of neem contact op met het Logistiek centrum PSP (logistiekcentrum@poonawallasciencepark.nl).

[Zie bijlage 7 Toelichting op afvalcontainers](#) (WIVA-vat en RVS-container).

UTRECHT SCIENCE PARK BILTHOVEN (USPB)

Afwijzen RVS container of WIVA-vat door Logistiek Centrum PSP

Datum:

RVS container / WIVA-vat is niet geschikt voor transport, want:

- Volledig ingevuld label ontbreekt
- Deksel is niet afgesloten volgens richtlijn
- Tangnummer / identificatiesticker is onleesbaar of ontbreekt
- Expiratie datum Wiva vat is overschreden (max 5 jr na productiedatum)
- Buitenzijde container is niet schoon
- Zwaarder dan 23 kg
- Maximale vullijn is overschreden
- Onjuiste belading, namelijk:
- Anders, namelijk:

Afbeelding 1: Afwijzen container/WIVA-vat door Logistiek centrum PSP

UTRECHT SCIENCE PARK BILTHOVEN (USPB)

Afwijzen RVS container of WIVA-vat door lab- of productiemedewerker

Datum:

Organisatie en afdeling:

RVS container / WIVA-vat is niet geschikt voor gebruik als inzamelcontainer, want:

- RVS container is niet compleet, namelijk:
- RVS container / WIVA-vat is beschadigd
- Combinatie deksel en vat sluit niet goed af
- WIVA-vat is geëxpireerd (max. 5 jaar na productiedatum)
- Anders, namelijk:

Afbeelding 2: Afwijzen container/WIVA-vat door lab- of productiemedewerker